

STYLUS

IL ROLLATOR BASE



REHASENSE

LINEA BASE



STYLUS

IL ROLLATOR BASE



IN SINTESI

- Struttura leggera in alluminio, portata massima fino a 150 kg
- Peso da 6,3 Kg (misura M) con la fascia posteriore e il supporto porta bastone / stampelle
- "Smart Turn": il supporto per le stampelle/porta bastone ruota quando è ripiegato
- Staffa per fissare il rollator in modalità pieghevole
- Impugnature ergonomiche
- Piccolo raggio di sterzata di 85 cm
- La borsa per la spesa può trasportare fino a 5 kg
- Riflettori su borsa, telaio e maniglie
- Protezione per i bordi e pedale per i gradini inclusi
- Dotato di ruote in TPE



Fascia posteriore



Porta bastone



Ruotazione intelligente



Staffa

DIMENSIONI & COLORI

Large: champagne, rosso
Medium: champagne



SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione	Peso	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Raggio di sterzo	Dimensioni	Diametro ruote	Dimensione da chiuso
Large	6.5 kg	fino 150 kg	60 cm	44 cm	21 cm	60 cm	85 cm	150-200 cm	200 x 35 mm	(L/B/H): 67 x 21 x 81 cm
Medium	6.3 kg	fino 150 kg	53 cm	44 cm	21 cm	60 cm	85 cm	135-170 cm	200 x 35 mm	(L/B/H): 67 x 21 x 75 cm

ACCESSORI DISPONIBILI



DISTRIBUTORE



Seguiteci sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

