

SERVER HD

PORTATA MASSIMA 200 KG



REHASENSE



VEDI VIDEO



SERVER HD

PORTATA MASSIMA 200 KG



IL BESTSELLER XL

SERVER HD è la versione bariatrica del classico SERVER. Il rollator combina un design moderno e funzioni ergonomiche intelligenti, garantendo sicurezza e comfort agli utenti durante la guida, il trasporto e la movimentazione. SERVER HD è disponibile con le popolari ruote in TPE o con ruote morbide ammortizzate.

CARATTERISTICHE

- Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg
- Maniglie ergonomiche con funzione di bloccaggio
- Altezza delle maniglie estremamente comoda e facile da adattare
- Sistema di sicurezza brevettato "Click & Safe" di colore rosso
- Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie, per garantire una visibilità a 360° in scarse condizioni di visibilità
- Ampia scelta di accessori come fascia per lo schienale, borse, vassoio, freno azionabile con una mano, freno di rallentamento e ombrello per rollator

DIMENSIONI & COLORI

L: antracite
M: antracite

SPECIFICHE TECNICHE

Peso	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza Sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza delle maniglie
Large 7.9 kg	fino 200 kg	Large 62 cm	55 cm	23 cm	69 cm	56 cm	66-102 cm
Medium 7.6 kg esclusa borsa 340 grammi		Medium 55 cm					

CARATTERISTICHE SPECIALI



TPE
PUR
Con ruote classiche in TPE o morbide ad assorbimento degli urti

Porta bastone incluso

Impugnature ergonomiche

Freno facile da inserire

Impugnature ergonomiche per il sollevamento e il trasporto

Sistema di chiusura "Click & Safe" collaudato e sicuro

ACCESSORI




Fascia posteriore

Lampade a LED

Borsa per il trasporto

DISTRIBUTORE



Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

