



K500

Cod. **K500-2**

CND Y180918
RDM 2273462

- Struttura in ferro e legno
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata
- Meccanica a 2 motori con funzioni Lift / Relax
- Tessuto di qualità con alta resistenza all'usura

- *Iron and wood structure*
- *Padding in non-deformable polyurethane foam with differentiated density*
- *2-engine mechanics with Lift/Relax functions*
- *Quality fabric with high wear resistance*


Realizzabile solo con tessuto:
It can only be made with fabric:
05



Dispositivo Medico
Medical Device



Dimensioni / Dimensions



Posizioni / Positions K500-2



Portata
Weight capacity