



# K700

K·Home



Cod. **K700-2**

CND Y180918  
RDM 2273468

- Struttura in ferro e legno
- Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata
- Meccanica o 2 motori con funzioni Lift / Relax
- Tessuto di qualità con alta resistenza all'usura


- Iron and wood structure
- Padding in non-deformable polyurethane foam with differentiated density
- 2-engine mechanics with Lift/Relax functions
- Quality fabric with high wear resistance

Realizzabile solo con tessuto:  
*It can only be made with fabric:*  
05



Dispositivo Medico  
Medical Device

## Dimensioni / Dimensions



## Posizioni / Positions K700-2



Portata  
Weight capacity