

ERGO
C O N C E P T



La Sedia a Rotelle Elettrica LEGGERA & ULTRA COMPATTA

ERGO
07 L 2.0



PIEGHEVOLE &
CONFORTEVOLE

SCHEDA PRODOTTO



I braccioli ribaltabili si abbassano e sollevano con estrema facilità.



FACILE PIEGATURA

Piegare e aprire la sedia in un solo gesto!

La sedia si adatta al bagagliaio della maggior parte delle auto.



ErgoDrive Tecnologia



Guida comoda e controllata in ogni circostanza!

La sedia ERGO 07L 2.0 dispone della nuova tecnologia ErgoDrive che compensa, in modo fluido, i disagi che possono verificarsi su alcuni terreni (terreno irregolare, pendenza...).



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	22 kg	Carico massimo	100 kg
Dimensioni aperte	88 x 56 x 86 cm	Velocità massima	6 km/ora
Dimensioni chiuso	76 x 56 x 36 cm	Pendenza massima	10°
Larghezza tra i braccioli	da 46 a 50 cm	Attraversamento	6 cm
Potere	2x150W	Autonomia	12 km*

*24km con batteria extra opzionale

Scopri tutti i prodotti ErgoConcept sur www.ergoconcept.it

ERGOCONCEPT Italia S.R.L. VIA LEONE XIII N 14 - 20145 Milano (MI) - Italia / CF/P.IVA: 13532420968

ERGOCONCEPT - 35 rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Edificio D - 69440 MORNANT - Francia

Tel.: +33 477 40 09 97 - Fax: +33 426 29 90 11 - E-mail: contact@ergoconcept.net - www.ergoconcept.it

R.C.S LYON: 803 494 822 - Capitale sociale: 60 000 € - Immagini non contrattuali soggette a modifiche.

