

La Sedia a Rotelle Elettrica
MULTIMPOSTAZIONI et COMPACTTA

ERGO
08 L 2.0



INNOVATIVO & DOTATO DI
MOLTE REGOLAZIONI

SCHEDA PRODOTTO

Schienale Regolabile
in altezza



Schienale Reclinabile

Braccioli Regolabili
in altezza & profondità

Seduta Regolabile
in altezza & profondità

Batteria Rimovibile

Compatibile con il trasporto aereo



Poggipiedi regolabili
Doppio Pallet

ErgoDrive Tecnologia



Guida comoda e controllata in ogni circostanza!

La sedia ERGO 08L 2.0 dispone della nuova tecnologia ErgoDrive che compensa, in modo fluido, i disagi che possono verificarsi su alcuni terreni (terreno irregolare, pendenza...).



FACILE PIEGATURA

Piegare e aprire la sedia in un solo gesto.

La sedia si inserisce nel bagagliaio della maggior parte delle auto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	24 kg*	Carico massimo	115 kg
Dimensioni aperte	105 x 60 x 88 cm	Velocità massima	6 km/h
Dimensioni chiuso	60 x 36 x 72 cm	Pendenza massima	6°
Larghezza tra i braccioli	da 45 a 49cm	Attraversamento	6 cm
Potere	2x200W	Autonomia	15 km**

* senza batteria +1,5kg

** 30km con 2a batteria opzionale

Scopri tutti i prodotti ErgoConcept sur www.ergoconcept.it

ERGOCONCEPT Italia S.R.L. VIA LEONE XIII N 14 - 20145 Milano (MI) - Italia / CF/P.IVA: 13532420968

ERGOCONCEPT - 35 rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Edificio D - 69440 MORNANT - Francia

Tel.: +33 477 40 09 97 - Fax: +33 426 29 90 11 - E-mail: contact@ergoconcept.net - www.ergoconcept.it

R.C.S LYON: 803 494 822 - Capitale sociale: 60 000 € - Immagini non contrattuali soggette a modifiche.

