

Le Scooter Elettrico
PIEGHEVOLE AUTOMATICAMENTE

ERGO
MOJO Lit



PRATICO, LEGGERO
E SMONTABILE

SCHEDA PRODOTTO



Dotato di sospensioni regolabili e blocco motore con ammortizzatori

Blocco motore rimovibile per il trasporto



Manubrio regolabile altezza e inclinare



Manubrio ergonomico Variatore di velocità



Braccioli regolabili altezza e inclinazione



Batterie rimovibili Compatibile con l'aereo



Piegatura automatica tramite telecomando



Altri colori



Colori



Colori



CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	30kg*	Carico massimo	125 kg
Dimensioni aperte	46 x 94 x 100 cm	Velocità massima	6 km/h
Dimensioni chiuso	46 x 52 x 74 cm	Pendenza massima	10°
Larghezza tra i braccioli	43 cm	Attraversamento	4 cm
Potere	120W	Autonomia	24 km

* senza batteria 2kg

Scopri tutti i prodotti ErgoConcept sur www.ergoconcept.it

ERGOCONCEPT Italia S.R.L. VIA LEONE XIII N 14 - 20145 Milano (MI) - Italia / CF/P.IVA: 13532420968

ERGOCONCEPT - 35 rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Edificio D - 69440 MORNANT - Francia

Tel.: +33 477 40 09 97 - Fax: +33 426 29 90 11 - E-mail: contact@ergoconcept.net - www.ergoconcept.it

R.C.S LYON : 803 494 822 - Capitale sociale : 60 000 € - Immagini non contrattuali soggette a modifiche.

