

ERGO
C O N C E P T



Lo Scooter Elettrico 4 RUOTE - SMONTABILE

ERGO
SERIE X



DOTATO DI AMMORTIZZATORI
ANTERIORE E POSTERIORE

SCHEDA PRODOTTO



Facile da trasportare

Smontabile in 4 parti:

- Seduta
- Blocco posteriore
- Batteria
- Piattaforma anteriore

Altri colori
disponibile



Colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	42kg*	Carico massimo	150 kg
Dimensioni aperte	100 x 45 x 93 cm	Velocità massima	8 km/h
		Pendenza massima	10°
Larghezza tra i braccioli	49-57cm	Attraversamento	4 cm
Potere	220W	Autonomia	20 km

* senza batteria +3kg

Scopri tutti i prodotti ErgoConcept sur www.ergoconcept.it

ERGOCONCEPT Italia S.R.L. VIA LEONE XIII N 14 - 20145 Milano (MI) - Italia / CF/P.IVA: 13532420968

ERGOCONCEPT - 35 rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Edificio D - 69440 MORNANT - Francia

Tel.: +33 477 40 09 97 - Fax: +33 426 29 90 11 - E-mail: contact@ergoconcept.net - www.ergoconcept.it

R.C.S LYON : 803 494 822 - Capitale sociale : 60 000 € - Immagini non contrattuali soggette a modifiche.

