

SCHEMA TECNICA - ICON 35 LX - AUTOSPINTA

PRODUTTORE	Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.21.06.033
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 2725373/R Nr: 2725374/R Nr: 2725375/R
CND	Y122103

DESCRIZIONE GENERALE

La carrozzina Icon 35 LX autospinta è una perfetta soluzione alla necessità di effettuare spostamenti nella più totale comodità con un ausilio molto leggero e con un ingombro ridotto.

IMMAGINE ARTICOLO**DATI TECNICI**

- Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole con doppia crociera.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Schienale con angolo ergonomico.
- Bracciolo ridotto con imbottitura morbida in PU, regolabili in altezza.
- Freni per accompagnatore con dispositivo di stazionamento.
- Maniglie per il trasporto della carrozzina da chiusa.
- Schienale pieghevole.
- Ruote piene antifuoristrada.
- Ruota anteriore 18cm.
- Ruota posteriore 56cm.
- Maniglie di spinta angolate per facilitare la deambulazione.
- Seduta e schienale con imbottitura traspirante

DIMENSIONI

Peso	Portata massima	Larghezza sedile	Altezza sedile	Larghezza piegata	Altezza piegata	Lunghezza piegata	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità del sedile	Sedile larghezza	Larghezza totale		Altezza del bracciolo
9,0 kg (Lx)	125 kg	44-49 cm	44 cm	27 cm	74 cm	65 cm	91 cm	105 cm	40 cm	40 cm (Lx, Bx)	55 cm (14")	64 cm (22")	18-25 cm (Lx)
45 cm (Lx, Bx)										60 cm (14")	69 cm (22")	20 cm (Bx)	
50 cm (Lx, Bx)										65 cm (14")	74 cm (22")		

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	RWL35D2BKD - misura 40cm RWL35D4BKD - misura 45cm RWL35D6BKD - misura 50cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.

