

SCHEDA TECNICA - ROLLATOR - SERVER

| | | | |
|--|--|---|--|
| PRODUTTORE | Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska | | |
| DISTRIBUTORE | Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI) | | |
| CODICE ISO | 12.06.09.003 | | |
| REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) | SRCHL600 – Nr: 2524090/R SRWRL600 – Nr: 2524093/R SRBOL600 – Nr: 2524095/R SRSGL600 – Nr: 2524097/R | SRBKL600 – Nr: 25240978/R SRWHL600 – Nr: 2524100/R SRCHM550 – Nr: 2524102/R SRWRM550 – Nr: 2524104/R | SRSGM550 – Nr: 2524105/R SRCHS500 – Nr: 2524107/R |
| CND | Y122109 | | |

DESCRIZIONE GENERALE

Il rollator leggero in alluminio più venduto. SERVER è il classico rollator leggero in alluminio. Il telaio elegante e senza tempo dal design unico. Grazie al profilo inconfondibile, il rollator può essere facilmente mantenuto pulito e sottoposto a manutenzione. Le impugnature ergonomiche del manico e la chiusura di sicurezza brevettata "Click & Safe" consentono di sollevare, trasportare e trasportare il rollator in tutta sicurezza, mentre il sistema di sicurezza garantisce che non si apra una volta piegato.

IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Ampia borsa per trasportare oggetti fino a 5 kg
- Maniglie ergonomiche con funzione di blocco
- Maniglie facili da usare e facilmente regolabili in altezza
- Gancio di sicurezza brevettato, di colore rosso, "Click & Safe", che permette chiusura e apertura sicura dell'ausilio
- Ingegnosa maniglia per il trasporto: impugnatura ergonomica sotto le barre di montaggio per sollevare e trasportare il rollator
- Riflettori di sicurezza a 360° disponibili per la borsa della spesa, il telaio e le maniglie
- Tela sedile a rete che permette di visionare dove l'utente sta posizionando i piedi
- Portata massima 150 Kg
- Dotato di porta bastone.

DIMENSIONI

| Taglia | Peso | Peso massimo utente | Altezza sedile | Larghezza sedile | Larghezza da chiuso | Larghezza totale | Distanza tra le maniglie | Altezza maniglie |
|--------|--------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Large | 7 kg | fino a 150 kg | 62 cm | 46 cm | 23 cm | 61 cm | 47 cm | 63-102 cm |
| Medium | 6.5 kg | | 55 cm | | | | | |
| Small | 6.4 kg | | 50 cm | | | | | |

INFO UTILI

| | |
|------------------------------|--|
| CODICE PRODOTTO | <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">• SRCHL600 - Champagne - L <li style="width: 33%;">• SRBKL600 - Nero - L <li style="width: 33%;">• SRSGM550 - Grigio - M <li style="width: 33%;">• SRBOL600 - Marrone - L <li style="width: 33%;">• SRWHL600 - Bianco - L <li style="width: 33%;">• SRCHS500 - Champagne - S <li style="width: 33%;">• SRWRL600 - Rosso vino - L <li style="width: 33%;">• SRWRM550 - Rosso vino - M <li style="width: 33%;">• SRSGL600 - Grigio - L <li style="width: 33%;">• SRCHM550 - Champagne - M |
| UNITÀ CONFEZIONAMENTO | Pz. 1 |
| ACCESSORI | <ul style="list-style-type: none"> • Campanello • Luci di posizione • Vassoio con bordo (da posizionare sopra la seduta) • Seduta imbottita • Freno azionabile con una mano sola (destra o sinistra) • Borsa per il trasporto |
| GARANZIA | 8 anni |

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.