

ICON 35

LEGGERA E COMPATTA



REHASENSE

**NEW
DESIGN**



ICON 35 LX & BX

LA CARROZZINA ULTRALEGGERA



da
8.2 kg



Configurazione: ICON 35 LX, autospinta
con ruote posteriori da 22"

Nero



PER GITE SPENSIERATE

Il modello ICON 35 Lx, che pesa solo 9,0 kg, è dotata di una seduta ergonomica migliorata, schienale imbottito e braccioli regolabili in altezza per aumentare i livelli di supporto e alleviare la pressione, se necessario.

La versione ICON 35 Bx pesa solo 8,2 kg ed è la carrozzina più leggera della gamma ICON. Questa carrozzina è dotata di un sedile ergonomico e di un'angolazione dello schienale che garantiscono un'ottima posizione di seduta.


Entrambi i modelli, Lx e Bx, hanno una larghezza del sedile di 40 cm, 45 cm e 50 cm. Per il trasporto e lo stoccaggio, entrambi i modelli possono essere facilmente ripiegati, occupando poco spazio con dimensioni di lunghezza, altezza e larghezza di soli cm 65x 74x 27.

Con un peso massimo dell'utente di 125 kg, entrambi i modelli offrono una soluzione leggera per la maggior parte degli utilizzatori. Le caratteristiche standard delle ICON 35 Bx e Lx includono pedane estraibili con leva di sblocco, freno manuale per accompagnatore e struttura a doppia crociera, bracciolo regolabile in altezza su LX e una comoda maniglia che facilita il trasporto quando la carrozzina è ripiegata.

DATI TECNICI

Peso da:	Portata massima	Altezza del sedile anteriore	Altezza del sedile posteriore	Larghezza da chiusa	Altezza da chiusa	Lunghezza da chiusa	Larghezza totale	Altezza totale	Lunghezza totale	Profondità del sedile	Larghezza sedile	Larghezza dei sedili tra braccioli	Altezza dei braccioli
9,0 kg (Lx)	125 kg	44-49 cm	44 cm	27 cm	74 cm	65 cm	61 cm	91 cm	105 cm	40 cm	40 cm (Lx, Bx)	45 cm (Lx, Bx)	18-25 cm (Lx)
8,2 kg (Bx)											45 cm (Lx, Bx)	50 cm (Lx, Bx)	20 cm (Bx)

CARATTERISTICHE SPECIALI




Freni per accompagnatore di semplice utilizzo e con tacche graduate per stazionamento




Pedane estraibili con leva di sgancio ergonomica



Maniglie per facilitare il trasporto



Comodo telo schienale (il modello LX presenta una imbottitura traspirante e prolungata)



Braccioli con imbottitura morbida (il modello LX è regolabile in altezza)



Meccanismo di regolazione "Click and Safe" brevettato (su modello LX)



Maniglie di spinta con angolazione aperta per facilitare la spinta da parte dell'accompagnatore



Nelle versioni da transito, ruote posteriori da 14"



Ruota anteriore da 7" in PU con forcella in alluminio e rinforzo in fibra di vetro, alloggiamento cuscinetti in plastica forzata

DISTRIBUTORE

Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

Salvo modifiche ed errori.

