

## Q50 R Carbon



### SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard  
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

<b>FATTURARE A:</b>			<b>SPEDIRE A:</b>		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
<b>INFORMAZIONI SULL'ORDINE</b>			<b>PESO DELL'UTENTE</b>		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	<b>Portata massima: 136 kg</b>		
N° Ordine			<b>Peso dell'utente:</b>		<b>kg</b>
<b>Art. No.:</b> Q50 R Carbon: QLC000098			<b>Prezzo Base</b>		<b>Q50R Carbon: 3.500,00 €</b>
Data ordine: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			(IVA 4% esclusa)		


**CODICI DI RIMBORSO** (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)

ISO 12.21.27.006 Carrozzina elettronica per uso interno/esterno

Codice di repertorio:

**MISURE DELL'UTENTE**

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso:</b>	15,9 kg (carrozzina completa)	<b>Larghezza della seduta</b>	420 mm (larghezza cuscino)
	1,4 kg (solo batteria)	<b>Profondità della seduta</b>	390 mm (profondità cuscino)

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE**

<b>Portata massima</b>	136 Kg	<b>Velocità</b>	6 km/h
<b>Larghezza della base</b>	570 mm	<b>Batteria</b>	10 Ah al litio (autonomia fino a 12 km)
<b>Lunghezza totale</b>	923 mm	<b>Motori</b>	250 watt, brushless
<b>Lunghezza con pedana chiusa</b>	710 mm	<b>Elettronica</b>	NVR2 (originale by Curtiss-Wright)
<b>Altezza totale</b>	da 925 mm a 1050 mm	<b>Caricabatterie</b>	24 V, 10 Amp
<b>Larghezza da chiusa</b>	570 mm	<b>Colore del telaio</b>	Nero
<b>Lunghezza da chiusa</b>	767 mm	<b>Colori dei dettagli</b>	5 colori (blu, arancione, viola, rosso, giallo)
<b>Altezza da chiusa</b>	370 mm	<b>Pendenza massima superabile</b>	40 mm

**BASE Q50 R CARBON**

€

QLC000098 Q50R Carbon (include 1 batteria agli ioni di litio da 10 Ah e un caricabatterie)

3.500,00

**CARATTERISTICHE STANDARD**

• Telaio in fibra di carbonio, peso 14,5 kg - senza batterie	• Braccioli ribaltabili e bloccabili in fibra di carbonio
• Joystick nVR2 originale by Curtiss-Wright	• Cinturino in velcro per mantenerla chiusa e riporla facilmente
• Pedana appoggiapiedi in Fibra di Carbonio	• Ruotine anti ribaltamento
• Batteria al litio 10ah (240Wh) - Approvata IATA	• Cintura
• 6 km/h, 250 watt, motori brushless a bassa manutenzione	• Parafanghi
• Ruote anteriori da 6" e posteriori da 8" piene, con cerchi Magnesium	• Luce posteriore di segnalazione della marcia
• Borsa portaoggetti (sotto il sedile)	• Portabevande

**COLORI DEI DETTAGLI**

€

QLC140002	Rosso (RAL 040 40 67)	–
<b>QLC140003</b>	<b>Blu (RAL 260 40 45)</b>	<b>STD</b>
QLC140006	Arancione (RAL 060 60 80)	–
QLC140023	Giallo (RAL 1016)	–
QLC140024	Viola (RAL 4005)	–

**ACCESSORI**

€

QLC160036	Batteria aggiuntiva agli ioni di litio da 10 Ah (può rimanere applicata direttamente sulla carrozzina)	400,00
QLC160037	Caricabatteria per batterie agli ioni di litio e cavi supplementari	65,00

**NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale****Q50 R Carbon**

€

<b>Prezzo base (IVA al 4% esclusa)</b>	3.500,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
<b>Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)</b>	

**Data****Firma**

Giorno      Mese      Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale  
 29122 Piacenza - Italia  
 Tel.: +39 0523 573111  
 Fax: +39 0523 570060  
 e-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)